

(PT)

KAdermín

SPRAY PÓ

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

TECNOLOGIA
SCX

CE 1370

INDICAÇÕES DE USO:

KAdermín spray pó é uma formulação de pó em spray que cria uma barreira protetora, pelo que está recomendado como tratamento adjuvante para feridas, úlceras, abrasões, pequenas queimaduras e lesões exsudativas da pele, assadura das fraldas, maceração devido ao suor e lesões traumáticas superficiais. **KAdermín spray pó** está também indicado nas feridas pós cirúrgicas e no coto do cordão umbilical. **KAdermín spray pó** forma uma película barreira protetora contra agressões microbianas, útil para acelerar a cicatrização. A função barreira é conseguida pela associação do ácido hialurónico com o caulino: o caulino absorve o excesso do exsudado da ferida, enquanto o ácido hialurónico promove a hidratação dos tecidos. Graças às propriedades antimicrobianas do complexo patenteado SCX (dióxido de silício funcionalizado com iões prata e cloro-hexidina), a barreira criada pelo caulino e o ácido hialurónico é resistente às agressões microbianas externas, e assim aumenta a proteção e auxilia a cicatrização mais rápida das feridas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Antes de utilizar, limpar a pele com uma solução fisiológica e secar cuidadosamente.
2. Deve ser bem agitado antes de utilizar.
3. Aplicar uma camada fina de pó apenas na zona afetada, aplicando a uma distância de 10 cm.
4. Não massajar: o pó deve formar uma camada protetora contínua.
5. Mudar o penso uma ou mais vezes por dia no tratamento da assadura das fraldas ou eritema submamário, queimaduras ou lesões superficiais traumáticas. Repita a medicação a cada 48 horas quando as lesões tiverem de ser tratadas pelo pessoal médico.
6. Em caso de lesões abertas, aplique uma gaze gorda ou impregnada como um penso secundário e uma gaze estéril como cobertura.

ADVERTÊNCIAS:

- Apenas para uso externo, não ingerir.
- Evite qualquer contacto com os olhos. Em caso de contacto accidental, lave imediatamente com água abundante.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Não esterilizar.
- Feche cuidadosamente a lata após cada utilização.
- Não utilize após o final da data de validade.
- Descontinue o tratamento em caso de reações anormais

da pele e informe o seu médico e o fabricante.

- Não é necessário um profissional médico para aplicar este produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não foram comunicados casos de sobredosagem ou interações com outros medicamentos ou substâncias medicamentosas. Não foram comunicados fenómenos de sensibilização alérgica, contudo a presença de dióxido de alumínio (Al_2O_3) é mencionada. Não utilizar em casos de hipersensibilidade conhecida aos seus componentes. A utilização durante a gravidez e amamentação é recomendada sob a supervisão de um médico.

COMPOSIÇÃO:

SCX (Dióxido de Silício funcionalizado com iões prata e cloro-hexidina), Caulino, Silica, Hialuronato de sódio.
Propelente: mistura de butano-propano.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido. Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 50°C. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Para ser utilizado somente para os fins indicados. Não direcionar para os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Utilizar apenas em locais bem ventilados.

Em caso de ingestão ou se entrar em contacto com os olhos: contacte imediatamente um Centro de Informação Antivenenos ou um médico e forneça a informação do produto que está mencionada no rótulo.

USO EXTERNO

APRESENTAÇÃO:

Lata de 125 ml
Rev. 2 – 15/10/2019

REF KADPS125PT1370



PAVIA FARMACEUTICI S.r.l.

Via Vistarino 14/F – 27010 Copiano (PV) – Itália

Distribuído em Portugal por: **BDRPHARMA, LDA.**
Estrada do Pau Queimado, Afonsoeiro, 2870-100 Montijo